

DR. CÉSAR ARROYO:

“Fotona Smooth se puede aplicar en todo aquel tejido envejecido o laxo que requiera una mejora en la textura y tensión”



El Dr. César Arroyo es Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Doctorado por la Universidad Rey Juan Carlos con Solvencia Investigadora. Desarrolla exclusivamente su actividad en tratamientos láser médico-estéticos desde hace casi 20 años, es Médico Jefe de la Unidad Láser del grupo HM Hospitales Montepíncipe; Responsable de la Unidad Láser de Centro Médico Diamela y Clínica IO. En su faceta docente, es profesor de diferentes Master de Medicina Estética e imparte cursos de formación en el manejo de láser dermatológico.



Imagen: Quomedica

Para qué

Fotona Smooth es un sistema láser de Erblio (2940nm) que, llevado a una duración de pulso prolongada en milisegundos, permite tratar la piel de modo mínimamente ablativo, generando una estimulación tisular y aprovechando el depósito de calor en las capas profundas de la piel. Así se consigue un remodelado dérmico que se traduce en un incremento del volumen, a expensas de una producción de colágeno, y también un fenómeno de tensado de tal modo que lo podemos aplicar en todo aquel tejido envejecido o laxo que requiera una mejora en la textura y tensión. Esto se debe a las temperaturas que alcanza en las capas profundas de la piel, que consiguen esta respuesta biológica. Permite tratar también las mucosas, por lo que podemos realizar tratamientos de rejuvenecimiento intraoral, del ronquido y tensado del canal vaginal.

A quién

Podemos emplear Fotona Smooth en todas las edades, en hombre o mujer, donde sea necesario revertir el envejecimiento, principalmente cuando éste se manifiesta con trastornos en la textura y el paciente no se pueda permitir un periodo de recuperación muy prolongado. En este caso, como el abordaje es interno, la incorporación del paciente a la vida normal es inmediata. Asimismo, es una excelente opción para combatir el envejecimiento en pacientes de fototipo elevado y aquellos que vivan en zonas de mucha exposición solar, gracias a la mínima posibilidad de producir hiperpigmentación postinflamatoria.

Cómo

Para rejuvenecimiento facial, el tratamiento es ambulatorio (en consulta), suele ser rápido y el número de sesiones puede variar entre tres y seis, con un intervalo de un mes, dependiendo del grado de afectación y edad. En el tratamiento del ronquido y en las vaginoplastias, el protocolo es muy parecido y se aprovecha el mismo dispositivo aunque con parámetros más específicos.

Qué consigo

Los resultados son muy duraderos en el tiempo. El tratamiento minimiza arrugas dinámicas de mejillas, peribucales (código de barras, surco nasogeniano, etc) y en algunos casos transconjuntivales (usando Fotona Smooth transconjuntival). Favorece el tensado de un modo casi indoloro y se puede complementar con otras técnicas de rejuvenecimiento externo químicas o físicas. Los efectos se aprecian desde la primera sesión. Del mismo modo, en sus aplicaciones orofaríngeas y vaginales, los resultados son muy destacados. Algunas ventajas de uso son la posibilidad de su empleo de forma combinada y de realizar tratamientos en momentos y lugares donde la influencia solar limita a otros sistemas.