

DR. JESÚS CHICÓN:

**“Jett Plasma Lift es uno de los equipos más versátiles que podemos tener en consulta”**



Imagen: Medicalio

El Dr. Jesús Chicón es actualmente el Director Médico del Instituto Médico Estético Salutae. Es médico estético, ponente internacional de varios laboratorios, docente en el ámbito universitario y Másteres de Medicina Estética, así como autor de multitud de artículos en revistas del sector de la estética médica.

## Para qué

Desde que hemos

adquirido Jett Plasma Lift en nuestras clínicas asociadas a Salutae, lo usamos prácticamente a diario para multitud de lesiones e imperfecciones en la piel, así como para reducir arrugas superficiales o de expresión en la zona de los ojos y del contorno de la boca. Es uno de los equipos más versátiles que podemos tener en consulta. Las especialistas en estética no médica lo utilizan muchísimo para el rejuvenecimiento facial y corporal, gracias al cabezal específico que incorpora el equipo. Jett Plasma Lift permite hacer también la tan de moda “blefaroplastia no ablativa” con más precisión que ningún otro, gracias a ser el único con corriente continua. Y además, al ser portátil y fácil de transportar, me permite llevarlo con facilidad en mis visitas a clínicas con las que colaboro.

## A quién

Jett Plasma Lift está indicado para todas aquellas personas que quieran eliminar cualquier imperfección de la piel, tales como: manchas, puntos rubí, verrugas, xantelasmas, etc. También está indicado para aquellas pacientes que quieran eliminar de forma permanente las arrugas de expresión en el contorno de los ojos, la caída del párpado y las arrugas del contorno de la boca. También para todas las personas que quieran mejorar el tono y el aspecto general de la piel de su rostro, cara, cuello, escote, manos...

## Cómo

El flujo de plasma tiene la ventaja de que no profundiza, sino que sólo afecta a la superficie de la piel en la zona en que trabajamos, por lo que es muy seguro. Previamente aplicamos anestesia tópica o local en el área a tratar, pero nunca asociada a vasoconstrictor. Cuando se trata de eliminar lesiones benignas, aplicamos el plasma con la técnica del barrido, quemando la lesión y quitando capa a capa la costra carbónica resultante si hay que profundizar. Para tratar arrugas o buscar retracción de tejido, marcamos la zona y hacemos múltiples puntos, dejando siempre tejido sano alrededor de cada uno.

## Qué consigo

Podemos hacer desaparecer o reducir significativamente las arrugas de cualquier zona, y eliminar manchas, xantelasmas, puntos rubí, arañas vasculares y todo tipo de imperfecciones benignas. Los resultados son inmediatos, quedando una pequeña costra que cae en pocos días, posteriormente saldrá la nueva piel que será necesario proteger del sol durante dos o tres meses para evitar hiperpigmentación. Con una sesión suele ser suficiente, aunque en algunos casos hay que repetirla pasado un mes. El nivel de satisfacción de las pacientes suele ser máximo.