

DRA. MARÍA JOSÉ ISARRÍA:

“Revlite SI consigue resultados óptimos en manchas solares y en la eliminación de tatuajes”



La Dra. María José Isarría Marcos es dermatóloga, formada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Inició su actividad profesional en el IML (Madrid), formando parte del equipo de dermatólogos especialistas en láser durante más de 10 años. En la actualidad es fundadora y directora del Instituto Dermatológico Láser (Málaga).



Imagen: Cynosure

Para qué

La incorporación del equipo

Revlite SI supuso para nuestra clínica una ampliación importante en cuanto a la oferta de tratamientos. La eliminación de tatuajes es hoy en día una demanda creciente en la sociedad, debido al gran número de personas que se lo realizan. Ofrecer a nuestros pacientes un equipo de referencia para la eliminación de los tatuajes fue una prioridad para nosotros. A esto se le une su eficacia en el tratamiento de manchas solares y también permite resolver la mayoría de los casos de léntigos, queratosis seborreicas planas, con muy buenos resultados y rápida recuperación. El equipo Revlite nos abrió también la opción de tratamientos no ablativos para mejoría de la calidad de la piel. La revitalización con láser mejora el aspecto de la piel en pacientes que quieren tratamientos con poco tiempo de recuperación e indoloros.

A quién

El equipo Revlite SI va dirigido a los pacientes con tatuajes que buscan un láser médico potente. También a pacientes con tatuajes de colores que no encuentran respuesta con otros equipos; tatuajes resistentes a otros equipos o pacientes que buscan tratamientos rápidos con pocas sesiones. En nuestros pacientes con manchas solares, en aquellos casos de manchas con poco pigmento o queratosis seborreicas planas donde otros láseres serían demasiado agresivos, el equipo Revlite ofrece muy buenos resultados con recuperaciones muy seguras.

Cómo

El empleo de las diferentes longitudes de onda (1064nm, 532nm, 585nm, 650nm) se adapta a los diferentes colores de los tatuajes. La gran potencia de este equipo permite trabajar con eficacia las primeras sesiones con spot de 6-8 mm que permiten llegar a zonas más profundas de tinta, marcando la diferencia con otros equipos. El empleo de la longitud de onda 532 nm para lesiones pigmentadas resuelve con eficacia la mayoría de los casos. Se ha convertido en un equipo fundamental combinado con otros como la Luz Pulsada Intensa, para ofrecer a los pacientes tratamientos integrales y completos de sus manchas. El modo PTP marca la diferencia en el tratamiento no ablativo de la piel: trabajamos con sesiones semanales donde el paciente va notando mejoría en textura y calidad de la piel.

Qué consigo

Nuestros pacientes consiguen resultados óptimos en el tratamiento de manchas solares tanto en la cara como en corporales (espalda, escote, manos). Desde la primera sesión, la limpieza de la piel es visible. Si lo combinamos con trabajar la piel con el modo PTP, al paciente le podemos ofrecer un tratamiento integral de eliminación de imperfecciones y mejoría de calidad de la piel. Los resultados en tatuajes son rápidos, con buena recuperación de la piel entre sesiones.