

DRA. ANDREA PÉREZ GONZÁLEZ:

## “Fotona SP Dynamis ha revolucionado el tratamiento de las estrías”



La Dra. Andrea Pérez González es Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Trabaja como dermatóloga clínica en consultas privadas en Madrid y es directora médica de su propia consulta, Dermand Clinics. Actualmente ejerce como dermatóloga de la Unidad Láser del HM Hospital Montepríncipe de Madrid.



Imagen: Quomedica

### Para qué

En nuestra clínica contamos con el Láser Fotona SP Dynamis Plus, una combinación de láser potente, que ofrece una gama versátil de tratamientos ablativos y no ablativos. Con un solo sistema láser podemos utilizar de modo sinérgico dos longitudes de onda: Nd:YAG 1064nm, efectiva para alcanzar las capas más profundas de la piel, y Er:YAG 2940 nm, que actúa en las capas más superficiales de la piel, permitiendo la ablación de la epidermis capa por capa, lo que hace que la piel tratada se contraiga, estimulando la producción de nuevo colágeno en la dermis.

### A quién

Mi experiencia con láser Fotona es desde el año 2014. Soy una enamorada de este láser, pues por su versatilidad lo utilizo en diversas patologías. En dermatología, al ser mi especialidad, es una de mis principales herramientas de trabajo. Lo utilizamos en lesiones benignas de piel, desde nevus, verrugas, xantelasmas, papilomas, condilomas, así como en tratamientos de acné activo y cicatricial, cuperosis faciales, puntos rubí, onicomiosis entre otras.

Abarcamos desde tratamientos ginecológicos, estéticos, vasculares, hasta tratamiento de ronquido, siempre con un diagnóstico certero antes de comenzar cada tratamiento.

Además, lo empleo para el tratamiento de estrías, que hasta el momento siempre había sido un reto en mi consulta.

### Cómo

El surgimiento de esta tecnología láser ha revolucionado el tratamiento de las estrías, ya que con estas nuevas técnicas es posible tratar las estrías en su fase inicial (rojas) con resultados sorprendentes.

En nuestra consulta utilizamos las dos longitudes de onda. Primero estimulamos el nuevo colágeno, que se encuentra en la dermis, con Nd:YAG, a la vez que atenúamos el color rojo violáceo. El Er:YAG utilizamos en modo fraccionado y sub ablativo, favoreciendo también la neocolágenesis, pues trabaja sobre los fibroblastos que se encuentran en la dermis superficial.

Debido a la mayor capacidad de reconstituir el colágeno en la dermis en las estrías recientes, es importante que una vez éstas aparezcan sean tratadas rápidamente. El tratamiento es indoloro y no requiere ningún tipo de preparación ni anestesia, y unas pocas sesiones, son capaces de mejorar la apariencia de las estrías en forma notable, tanto en su textura como en su apariencia y color.

### Qué consigo

Los resultados son visibles desde las primeras sesiones, cada tratamiento requiere un protocolo diferente y personalizado. Su duración varía en función de la cantidad de estrías que tenga cada paciente, así como el número de sesiones, que oscila entre 5 y 8 sesiones. Los cuidados post tratamientos que solemos utilizar de forma inmediata es la utilización tópica de productos regenerativos y cicatrizantes. Después del tratamiento, el 70% de los pacientes notan una gran mejoría. Las estrías recientes poco profundas y de color rojo o violáceo son las que mejor responden al tratamiento, casi de forma inmediata. Las estrías blancas se atenúan considerablemente. Es un tratamiento seguro, eficaz y muy gratificante.