


DRA. CARMEN BALLESTERO:

“Los hilos mejoran la flacidez desde el interior y estimulan la proliferación de colágeno en la dermis”



La Dra. Carmen Ballesterro cuenta con una amplia experiencia profesional de más de 30 años de trabajo en el campo de la Medicina Estética en Barcelona. Licenciada en Medicina y Cirugía por la universidad Central de Barcelona y Master en Medicina Estética, se ha formado ampliamente en técnicas como la mesoterapia, la homeopatía y otras herramientas directamente relacionadas con la Medicina Estética y la Nutrición.



FTC, hilos de PDO reabsorbibles y seguros. Distribuidos en España por Real Lasting.

Para qué

Los hilos reabsorbibles son uno de los tratamientos más novedosos y demandados que existen actualmente en el campo de la Medicina Estética, una nueva técnica de lifting no quirúrgico para tratamientos Faciales y Corporales. Se trata de combatir la laxitud y la caída de los tejidos, así como embellecer con un resultado natural.

Todo esto se consigue a través de la inserción en la dermis de los Mini-Thread, unos finos hilos de polidioxanona, un material de sutura reabsorbible. Tras su colocación, estos hilos no sólo sirven para mejorar la flacidez desde el interior por las tensiones que originan, sino también por la estimulación de la proliferación del colágeno en la dermis.

A quién

El tratamiento está indicado para hombres y mujeres que aún no necesitan un gran estiramiento de la piel pero que empiezan a presentar descolgamiento tisular. También para los que no quieren someterse a una gran cirugía y para jóvenes como preventivo de la flacidez. En resumen, está indicado para todos aquellos pacientes en los que se pretenda prevenir, reparar y mejorar la flacidez, así como retrasar durante años un lifting quirúrgico.

Cómo

Tras un estudio global personalizado de las necesidades de cada paciente,

1. Haremos un diseño, dibujando en la piel donde queremos colocar los hilos. Buscaremos los puntos de mayor efectividad para el estiramiento de la zona que deseamos elevar.
2. Colocaremos crema anestésica una hora antes de iniciar la sesión.
3. Insertaremos las agujas con el bisel hacia arriba, siguiendo el diseño que hemos realizado.
4. Presionaremos con los dedos en la epidermis el recorrido de las agujas, pasando a continuación a retirarlas. Se quedará entonces el hilo de polidioxanona en el interior de la dermis.

Qué consigo

Las principales ventajas de este tratamiento es que no añade volumen, no deja cicatrices, no requiere post- operatorio, no necesita anclajes, permite la incorporación inmediata a la vida cotidiana y es compatible con otros tratamientos de Medicina Estética.