

DRA. NATALIA RIBÉ:

## “PRX-T33 es un nuevo concepto de bioestimulación sin agujas”



La Dra. Natalia Ribé, Andróloga y Máster en Medicina Cosmética y del Envejecimiento por la UAB, es Directora Médica de la Unidad de Medicina Estética, Láser, Nutrición y Andrología del Institut Dra. Natalia Ribé; Directora Médica de The Doctors y Vocal primera de la sección colegial de médicos estéticos del colegio de médicos de Barcelona (COMB). Cuenta con un amplio currículum académico y profesional, nacional e internacional, y destaca su labor docente como médico consultor y formadora de los principales laboratorios médicos.



Imagen: Real Lasting

### Para qué

PRX-T33 es un innovador dispositivo médico que parte del antiguo peeling de ácido tricloroacético (TCA), pero con propiedades, efectos e indicaciones completamente diferentes. Al combinarse el TCA con el peróxido de hidrógeno (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), se consigue una estimulación de la dermis que activa los factores de crecimiento pero sin exfoliarla y evitando que se produzca “frost” (aparición escarchada de la piel). Está indicado para resolver una gran variedad de problemas estéticos, de ahí que destaque precisamente por su versatilidad.

Está indicado en casos de pérdida de tonicidad de la piel de todo el cuerpo y concretamente de cara, cuello, escote y manos, por su alta capacidad de estimulación del colágeno. También para combatir cicatrices atróficas depresivas, como es el caso de los impétigos, las marcas por varicela, acné, etc., y asimismo resulta muy adecuado en tratamientos de disminución de las estrías.

Tanto en pequeñas arrugas como en cicatrices y estrías, PRX-T33 consigue una disminución de su dimensión general, tanto de su ancho como de su profundidad. También es efectivo como coadyuvante en tratamientos del melasma y en hiperpigmentaciones cutáneas.

### A quién

Está indicado para todo tipo de pacientes que presenten cualquiera de los problemas estéticos descritos. Por su versatilidad, resulta muy atractivo para quienes quieran resolver sus problemas estéticos de manera no invasiva. PRX-T33 es un nuevo concepto de bioestimulación sin agujas. Al mismo tiempo, es aplicable a pacientes que ya están habituados a realizar tratamientos médico-estéticos como bótox, biorrevitalización por inyección, rellenos, láser, carboxiterapia o radiofrecuencia, ya que puede mejorar el resultado de estos tratamientos.

### Cómo

El protocolo de aplicación consiste en masajear el producto de manera contundente hasta que se absorba y se observe una turgencia palpable o visible, con la zona a tratar previamente lavada. Después, una vez absorbido el producto, se debe lavar con abundante agua y aplicar el protocolo post-tratamiento, que consiste en un fluido y una crema hidratante. El fluido se aplica por la noche y la crema hidratante media hora después. Por la mañana aplicaremos solo la crema hidratante a demanda. Si notamos tirantez en el rostro o la zona tratada, podremos aplicarla tantas veces al día como necesitemos. El número de sesiones está establecido entre 3 y 5 según el caso a tratar y la periodicidad debe ser semanal.

### Qué consigo

Conseguiremos una piel con más tonicidad, las arrugas finas se suavizarán, al igual que las cicatrices, manchas, estrías, etc. Ofrece una cierta ventaja frente a otros tratamientos, al conseguir los mismos resultados pero de un modo no invasivo. Además, funciona también como dispositivo asociado a gran diversidad de tratamientos, consiguiendo aumentar su efectividad.