

DR. JESÚS CHICÓN:

## “Aplicando Aquashine BTX con cánulas SoftFil podemos ofrecer a la paciente un tratamiento integral, reparador y preventivo”



El Dr. Jesús Chicón es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares; Máster en Medicina Estética por la Universidad Rey Juan Carlos I; Máster en Nutrición Hospitalaria por la Universidad de Navarra; Experto Europeo en Gestión de Calidad por la Agencia Española de Calidad; Experto Europeo en Investigación, Desarrollo e Innovación por la Agencia Española de Calidad; Diplomado en Homeopatía por el CEDH y Especialista en Medicina Biorreguladora.



Imágenes: IMS Médica

### Para qué

Todo el mundo es consciente de que la época estival es uno de los períodos del año de mayor agresión para la piel. Las altas temperaturas, el impacto directo de los rayos solares, cloro de las piscinas, sal del mar... provocan un importante grado de deshidratación de nuestro manto cutáneo. Es importante, como casi siempre en la vida, ser previsoros y tomar acciones preventivas que minimicen el potencial daño. Así, la época de primavera es perfecta para ir hidratando y preparando la piel para los rigores veraniegos. Aquashine BTX se erige como una de las mejores opciones para ofrecer a nuestras pacientes.

### A quién

Puede aplicarse a la mayoría de los pacientes, ya que hidrata la piel y la protege de las agresiones externas. Está indicado como tratamiento antienvjecimiento, para el abordaje cicatrices, prolongar la acción de la toxina botulínica, relajar los músculos en caso de resistencia a la misma y para el tratamiento y prevención de las hiperpigmentaciones.

### Cómo

Yo aplico este producto siempre con cánula, aunque se puede aplicar también con aguja (napage, retrotraizado...). Lo aplico con cánula por varios motivos: en primer lugar, es muchísimo más confortable para la paciente. Con dos 'pinchacitos' en cada hemicara, tratamos la totalidad del rostro. Además, con cánulas de altísima precisión, como las SoftFil, podemos llegar al subplano dérmico adecuado, a la zona anatómica justa y depositar la cantidad exacta de producto. De esta manera, utilizo un producto clásico (ácido hialurónico) notablemente mejorado (péptidos miméticos relajantes y blanqueantes), aplicado con un dispositivo archiconocido (cánulas) pero en su versión tecnológicamente más desarrollada y líder del mercado mundial (cánulas SoftFil). Con todo ello puedo ofrecer un tratamiento integral, reparador y preventivo.

### Qué consigo

El producto tiene una serie de características que lo hacen ideal. En primer lugar es un producto novedoso, y en este sector nuestro la novedad es un valor añadido. Pero ésa es una ventaja momentánea y temporal. Lo que no es momentáneo ni temporal son las ventajas inherentes al propio producto: además del ácido hialurónico que hidrata, ilumina... tiene una serie de péptidos miméticos que previenen la aparición de manchas y, a la vez, tienen un efecto "botox-like". En definitiva tenemos una opción que es atractiva por novedosa, aporta luz, jugosidad, hidratación... a la piel, previene la aparición de discromías a la vez que suaviza las que ya existen, y por último, relaja suavemente los músculos de la mímica facial, arrojando un resultado integral y homogéneo que da un aspecto fantástico a la totalidad del rostro.