

DR. CÉSAR ARROYO:

“Lumecca de Inmode, luz pulsada de última generación para tratar alteraciones y envejecimiento cutáneo”



El Dr. César Arroyo es jefe de la Unidad Láser Médico Regenerativa y Estético del Hospital HM Montepríncipe de Madrid. Presidente de la Sociedad Española de Ginecología Estética Regenerativa y Funcional (SEGERF), además de miembro y ponente de diversas asociaciones nacionales e internacionales.



Imagen: Inmode



Para qué

Este sistema es una luz pulsada intensa de última generación dentro de la plataforma, con carácter versátil y dos longitudes de onda de corte que podemos utilizar para alcanzar diferentes profundidades. Esta es su característica principal, además de la sencillez en el manejo por parte del médico y sus prestaciones, altamente eficaces, pues posee gran afinidad con los pigmentos cutáneos: hemoglobina, melanina y por supuesto el agua. Sirve para tratar las alteraciones y el envejecimiento de la piel.

A quién

Se puede utilizar en cualquier persona de diferente edad y género, aunque predominantemente en dos grupos: pacientes con manchas cutáneas benignas a partir de los 40 años, que es donde predominan las lesiones pigmentarias en manos, escote y rostro. Y, en cualquier edad con problemas vasculares superficiales como telangiectasias, cuperosis y entidades dermatológicas como la rosácea y con signos vasculares iniciales.

Cómo

La luz pulsada es absorbida por los pigmentos de la piel, principalmente melanina y hemoglobina, produciendo un calentamiento selectivo, que va a generar un fenómeno de termocoagulación de las proteínas implicadas y éstas producirán efectos biológicos relacionados con su estructura. En el caso de las manchas, se creará una descamación de la piel tratada sin afectar las zonas no pigmentadas y, en el caso de los vasos se generará un fenómeno de colapso vascular difuso para reducir el volumen en las zonas, donde ésta se manifiesta bajo los efectos del incremento de color por la dilatación de los mismos.

Qué consigo

Mejorar. Por una parte, el aspecto irregular que se aprecian en las manchas de la piel (moteado), como en el caso de los lentigos solares, consiguiendo su desaparición progresiva o minimización de la intensidad. Por otra, el aspecto de enrojecimiento prolongado y permanente de las zonas de predominio vascular por dilatación en las entidades comentadas y, que nos brindarán un aspecto homogéneo, optimizando la estética de estos pacientes. Todo esto contribuirá indirectamente a darle un mejor aspecto y luminosidad a la piel del paciente, de ahí su uso en el tratamiento de los primeros grados del envejecimiento cutáneo.