


DR. MANUEL LOZANO:

## “Nuevos hilos Mountain COG para reposicionar y mejorar la calidad de la piel”



El Dr. Manuel Lozano es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante. Máster en Medicina Estética por la Universidad Iberoamericana, con amplia experiencia en formación y reconocido por la colocación e innovación de hilos tensores.




Imagen: Dermica Laboratoires

### Para qué

Cuando se quiere reposicionar un tejido que está caído, la calidad del hilo es fundamental. Los nuevos hilos Mountain COG poseen un diseño con conos tallados por medio de ultrasonidos en frío, que no debilitan su estructura en ningún punto del recorrido, y permiten reposicionar estructuras anatómicas con diversos grados de flacidez, provocando un efecto lifting durante más tiempo. La capacidad de resistencia y la facilidad con la que se fija en el tejido es sorprendente. Esto me da seguridad y confianza en el resultado a medio y largo plazo.

### A quién

Estos hilos son muy consistentes y se utilizan en pacientes con una buena calidad de piel. Dermis bien conservadas y compartimentos faciales grasos bien preservados. En estos casos es donde tendremos una máxima respuesta de todo su potencial, obteniendo los mejores resultados. Además, son perfectos cuando se trata de pieles más pesadas o zonas donde la tensión que soporta el hilo es mayor, como en los tratamientos corporales.

### Cómo

La técnica de colocación de los hilos es similar al resto de espiculados. Se realizan puntos de entrada con un poco de anestesia local y se va trazando la elevación en los tejidos descolgados. Desde esta misma posición, se pueden hacer varias trayectorias, que pueden ir de una a tres, y se va reposicionando suavemente sin traccionar en exceso. Es un poco más grueso y con espículas más marcadas que lo ensanchan aún más, lo que hace especialmente necesaria, que su colocación sea profunda. Además, el diseño de la punta de la cánula que lo porta permite que la aplicación sea prácticamente atraumática, evitando casi por completo el riesgo de hematoma.

### Qué consigo

La respuesta es un reposicionamiento del tejido descolgado inmediata y duradera, además de un estímulo de la producción de colágeno tipos I y III que mejorará a medio plazo la calidad de la piel. Todo ello supondrá una mayor satisfacción del paciente para fidelizarse y volver a repetir el tratamiento.