

DRA. NATALIA RIBÉ:

“Mi técnica personal Amarna® está diseñada para rejuvenecer y dar firmeza a la zona del cuello”



La Dra. Natalia Ribé es andróloga y Máster en Medicina Cosmética y del Envejecimiento por la UAB. Fundadora y directora médica de la Unidad de Medicina Estética, Nutrición y Andrología del Institut que lleva su nombre. Es miembro de distintas sociedades médicas. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus innovaciones y aportaciones en este ámbito profesional y participa en congresos y simposios nacionales e internacionales, destacando sus publicaciones en revistas del sector.



Imagen: Ibsa

Para qué La técnica Amarna® consiste en una terapia dúo dinámica que trabaja a dos niveles actuando directamente sobre la laxitud y la calidad de la piel, porque el cuello es una de las zonas olvidadas que delatan nuestra edad. Su piel es más delicada y la pérdida de colágeno y ácido hialurónico con el paso del tiempo, hacen que dicha zona precise de cuidados específicos con el fin de mantener la piel firme y libre de arrugas.

A quién Resulta el tratamiento ideal para pacientes (mujeres y hombres) que desean ver resultados inmediatos respecto a la mejora de la laxitud cutánea, concretamente: en el proceso fisiológico del tejido envejecido, en presencia de alteraciones en las fibras elásticas y colágeno; en el proceso de reparación del tejido dérmico y, por último, en caso de pérdida o tejido adiposo comprometido.

Cómo Esta terapia trabaja a dos niveles: por un lado, *Revitalización Hydrostretch con Viscoderm® Hydrobooster* como tratamiento a base de ácido hialurónico estabilizado capaz de conseguir una doble función. Un efecto biológico, hidratando y reestructurando el tejido, que junto a la acción mecánica permite trabajar las arrugas del cuello, consiguiendo un efecto tensor de las arrugas más superficiales. Gracias a las características de viscosidad y alta elasticidad, el gel *Viscoderm® Hydrobooster* garantiza una óptima integración en el tejido. La técnica de inyección se realiza con cánula con técnica lineal retrotrazante con un punto de entrada por cada lado. En segundo lugar, *Bio-remodelación con Profhilo®* que mejora la estructura y calidad de la piel a nivel superficial. A base de ácido hialurónico con dos pesos moleculares, produce un efecto tensor que contrarresta la laxitud de la piel mientras la remodela. La técnica se realiza con 10-12 puntos de inyección con aguja, o con cánula con técnica lineal retrotrazante con un punto de entrada por cada lado, dependiendo de las necesidades y tipología de paciente y teniendo en cuenta la anatomía del cuello, asegurando los puntos de inyección para evitar posibles daños estructurales vitales.

Qué consigo Con la técnica Amarna® conseguiremos un cuello esbelto, firme e hidratado, que promueve la elasticidad y remodelación del soporte de la matriz extracelular, lo cual fomenta y mantiene la viabilidad de los fibroblastos, los queratinocitos y los adipocitos. El rejuvenecimiento del cuello con ácido hialurónico ofrece resultados muy satisfactorios y son sencillos de aplicar. El alto grado de pureza de este producto lo hace biocompatible, seguro y eficaz, siendo de una duración prolongada.