



Dr. Isidro Rebelo

Director médico en Clínicas Vivanta

Uso de técnicas combinadas para redensificar, reposicionar y reponer en rejuvenecimiento facial integral

En los últimos años hemos visto como los laboratorios, basándose en la teoría volumétrica del envejecimiento facial, se han enfocado en la voluminización de los compartimentos grasos por la pérdida de volumen por el paso del tiempo.

Una de las preocupaciones más comunes en nuestras consultas son los resultados poco favorecedores y nada naturales a causa de la hipervoluminización. La necesidad de encontrar alternativas, para estos y otros pacientes que buscan resultados naturales, implica la combinación de técnicas que, aparte de reponer el volumen perdido, permitan también reposicionar los compartimentos grasos con la ayuda de hilos tensores, reforzando los ligamentos faciales y redensificando la piel mediante la formación de colágeno y elastina.

Una de mis estrategias en consulta para conseguir la fidelización del paciente es hacerlo partícipe de su tratamiento, partiendo de la base de revertir el envejecimiento facial que, como todos sabemos, no es cosa de un tratamiento o de una sola técnica sino, más bien, de la constancia.

Las cualidades de la nueva línea de **ácidos hialurónicos Fillzon®**, conjuntamente con los **hilos de polidioxanona de la Serie DaVinci®**, me permiten obtener los resultados naturales que buscamos.

La mallapolidimensional, característica de Fillzon®, asociada a los bajos niveles de BDDE (butanodiol diglicidil éter) y a los procesos de purificación altamente sofisticados, permiten una integración excelente con la mínima inflamación y reacción inmunológica. Por otra parte, el nuevo sistema *ultrasound* de los hilos de la Serie DaVinci®, elimi-

na los procesos de presión y alta temperatura en el proceso de fabricación de los hilos, sustituyéndolo por la vibración ultrasónica. De esta manera, el hilo no sufre el desgaste por calor, dando como resultado un material más resistente al peso soportado y mucho más duradero.

¿Cómo logro un rejuvenecimiento facial integral con efectos naturales? Tras los últimos estudios presentados por la **Dra. Karina Ravera**, ha sido posible entender lo que nos decía la experiencia. Las pieles tratadas con hilos de polidioxanona, presentaban una calidad mejor que aquellas donde se emplean otros procedimientos. Esto se debe al estímulo que ocurre a nivel de las mitocondrias que termina con la formación de ATP (adenosín trifosfato), por ende, de energía.

Crear una malla de hilos monofilamento permite estimular el colágeno y la elastina, y funciona como un *skinbooster* de larga duración, pero con la particularidad de mejorar el metabolismo de las células. El uso de los hilos de la Serie DaVinci® para marcar el ángulo mandibular y la mandíbula, corregir el surco nasolabial o el *jowl* inferior permite reposicionar, disminuyendo la cantidad de ácido hialurónico necesario para restablecer el volumen perdido.

En definitiva, con la sinergia de ambos tratamientos, hilos de polidioxanona y ácido hialurónico, junto con un correcto diagnóstico, podemos recuperar volúmenes con resultados armónicos y naturales, adaptados a las necesidades de nuestros pacientes.

Dr. Isidro Rebelo