

DRA. ALMUDENA NUÑO:

“El láser de CO₂ es imprescindible en clínicas dermatológicas”



La Dra. Almudena Nuño es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Veneorología y Doctora en Medicina por la Universidad Rey Juan Carlos con la calificación final de sobresaliente Cum Laude. Es propietaria y directora médica de la clínica IMDA (Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada) de Madrid y miembro de la junta directiva de la European Academy of Dermatology and Veneorology y de CILAD.

Imagen: Med Apolo



Para qué Pixelage Premium es un láser CO₂ con una tecnología de alta potencia. Su versatilidad hace que se convierta en una herramienta imprescindible en una clínica dermatológica. Con el paso del tiempo y debido a diferentes factores, aparecen lesiones visibles y pieles fotoenvejecidas, por lo que los tratamientos más habituales son la eliminación de lesiones benignas, el tratamiento de arrugas y la mejora de cicatrices de acné.

A quién La gran adaptabilidad de este dispositivo permite abordar un gran número de patologías y es apto para la mayoría de la población que presente síntomas de fotodaño epidérmico, irregularidades cutáneas y cualquier tipo de lesión excrecente.

Cómo Con los aplicadores quirúrgicos y principalmente en modo ultrapulsado, el tratamiento consiste en generar una microablación total o parcial de la epidermis y dermis superficial de manera controlada. Con la emisión de altas dosis de energía en cortos espacios de tiempo se genera un alto efecto ablativo, eliminando esas lesiones de manera eficaz con alta precisión sobre el plano de actuación. La finalidad de la pieza fraccionada es la entrega de energía en microcolumnas térmicas con un porcentaje de tejido vaporizado para generar una retracción tisular y depositando un daño térmico para provocar una remodelación y redensificación dérmica.

Qué consigo Las piezas de mano tipo bisturí son empleadas para cirugía dermatológica, eliminación de lesiones benignas y tratamiento del exceso de tejido en cicatrices hipertróficas y queloides. Con la pieza fraccionada a nivel superficial producimos un efecto de rejuvenecimiento completo, generando efecto de tensado para una muy notable mejoría de las arrugas finas, tratamos la pigmentación epidérmica y hacemos un peeling, dando paso a una piel con más luminosidad. A nivel interno conseguimos la estimulación de la dermis, aportando gran mejoría en tratamientos de cicatrices de acné y estrías.