



Dra. Soledad Medina

Médico estético, directora de la Clínica Regeneric (Cambrils)

Auto-Crosslinked polymer (ACP®): una buena opción para hidratar y bioestimular la piel tras el verano

Tras la desconexión vacacional casi todos volvemos a las rutinas habituales de trabajo o estudio y también debemos recuperar los cuidados de la salud, porque una de las zonas del cuerpo que más ha sufrido durante el periodo estival es la piel debido a las siguientes condiciones ambientales¹:

1. **Exposición solar:** la radiación ultravioleta (UV) causan quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y aumento el riesgo de cáncer.
2. **Deshidratación:** provocada por el calor y la transpiración, la piel se vuelve seca y escamosa.
3. **Alergias cutáneas:** el aumento de la exposición al polen y a plantas en flor puede desencadenar alergias como la dermatitis de contacto.
4. **Cloro y agua salada:** nadar en piscinas o en el mar reseca la piel y causa irritación.
5. **Picaduras de insectos:** que son más activos en verano, lo que aumenta el riesgo de picaduras con picazón e irritación en la piel.
6. **Humo y contaminación:** su exposición contribuye a problemas como irritación y envejecimiento prematuro.
7. **Cambios en la rutina del autocuidado:** en verano, se utilizan productos diferentes o se descuida la protección solar.

Tanto si se ha protegido la piel en verano de los factores ambientales dañinos como si no, es importante realizar un protocolo post-vacacional que recupere su hidratación y estimule la regeneración tisular. En clínica Regeneric usamos **los productos de Fidia que contienen Auto-Crosslinked polymer (ACP®) para regenerar la piel tras los daños del verano.**

El ACP® es la tecnología desarrollada por Fidia para que el ácido hialurónico de 200 kDa sea resistente a la degradación enzimática y se libere de forma sostenida. En diversos estudios, esta molécula ha demostrado **activar la bioestimulación de fibroblastos y queratinocitos, lo que implica activar la producción natural de colágeno y elastina en la piel para mejorar su firmeza y elasticidad**^{2,3,4}.

El ACP® está presente en dos productos: Hyal System ACP e Hyal System DUO. El primero contiene un 100% de ACP® y se usa para una bioestimulación y regeneración intensa de la piel. En el segundo, el ACP® representa el 25% y mejora la zona de la dermis en la que ya hemos dado volumen con DUO.



Antes y después (30 días después de la última sesión) del tratamiento de un varón de 47 años, al que se le aplicaron en dos sesiones, espaciadas 30 días, 2 ml de Hyal System ACP y 1 ml de Hyal System DUO por sesión.

Dra. Soledad Medina

Bibliografía

1. BellezaMédica (2021). Contra los efectos nocivos del verano en la piel. <https://www.bellezamedica.es/noticias/medicina-estetica/contra-los-efectos-nocivos-del-verano-en-la-piel/>
2. Di Pietro et al. Facial wrinkles correction and skin rejuvenation (biostimulation) by auto-crosslinked hyaluronic acid. J
3. Sparavigna A. et al. A new dermal filler made of cross-linked and auto-cross-linked hyaluronic acid in the correction of facial aging defects. J Cosmet Dermatol 2014; 13:307-314
4. Alessandrini, A., Tretyakova, K. The Rejuvenating Effect and Tolerability of an Auto-Cross-Linked Hyaluronic Acid on Décolletage: A Pilot Prospective Study. Aesth Plast Surg 42, 520-529 (2018).



fidia

AESTHETIC
CARE

EL PODER BIOESTIMULANTE
DEL ÁCIDO HIALURÓNICO
DE 200 kDa



BENEFICIOS

Más células:

favorece la proliferación celular

Más matriz extracelular:

aumenta la producción de colágeno

Una piel rejuvenecida:

más hidratación, elasticidad y tonicidad



¡Visítanos!



810 512 961



info@fidiapharma.es