

DRA. MARTA VILAVELLA REUS:

“Un láser versátil, efectivo, rápido y seguro, que actúa sobre cualquier fototipo de piel”



La Dra. Marta Vilavella Reus es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y con especialidad en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología. Directora médica y fundadora de la Clínica Idermic en Terrassa (Barcelona) y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología, Sociedad Catalana de Dermatología y Venerología y del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica.

Imagen: Ceivan Medical



Para qué

El láser de picosegundos está incrementando su presencia en las clínicas debido a la versatilidad de tratamientos que ofrece. Con un mismo dispositivo podemos tratar problemas de pigmentación de la piel como los lentigos solares, mejorar el melasma y las hiperpigmentaciones post inflamatorias. Nos permite eliminar tatuajes y micropigmentaciones de una forma más segura y controlada. Además, también lo podemos utilizar como dispositivo de rejuvenecimiento fraccionado LIOB para mejorar de la textura de la piel en pacientes con arrugas o cicatrices de acné.

A quién

El público objetivo de este dispositivo son pacientes de cualquier edad, de ambos sexos y de cualquier fototipo de piel. El láser de picosegundos permite tratar pieles oscuras o bronceadas con un riesgo mínimo de hiperpigmentación post inflamatoria.

Cómo

Para tratamientos de pigmentación, el láser Picomed Pro es el ideal debido a los pulsos ultracortos de 300ps en longitudes de onda de 1064 y 532nm, ya que anula por completo la transferencia térmica, generando un potente efecto fotomecánico para la destrucción de los pigmentos. En cuanto a tratamiento LIOB con lente fraccionada, la duración de pulso tan corta genera ondas de choque en el interior produciendo vacuolas y desencadenando una cascada inflamatoria con una posterior regeneración que estimula la producción de colágeno.

Qué consigo

Eliminar lesiones pigmentadas (lentigos, tatuajes, melasma) de forma selectiva, con mayor porcentaje de pigmento suprimido que con los equipos convencionales de nanosegundos, con menos sesiones y daño para la piel. Asimismo, evita posibles complicaciones y acorta los tiempos de recuperación. En tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo conseguimos tratar todos los fototipos sin limitación estacional y observamos una notable mejoría en arrugas, textura y remodelado de cicatrices.

LÁSER DE PICOSEGUNDOS

PICOMED PRO

BRAZO ARTICULADO

SPOT REGULABLE DE 2 A 10MM
ÁGIL Y CÓMODO EN SU MOVILIDAD
LENTE FRACCIONADA
SIN CONTRAPESO

MAYOR EFICACIA Y MENOR RIESGO

EFICAZ INCLUSO EN CROMÓFOROS DE BAJA ABSORCIÓN
MAYOR EFECTIVIDAD CON MENOS ENERGÍA
MINIMIZA LOS RIESGOS POSTRATAMIENTO
EFECTO ATÉRMICO

PARÁMETROS PRECONFIGURADOS

REJUVENECIMIENTO LIOB
PIGMENTACIÓN
CICATRICES
ELIMINACIÓN DE TATUAJES
MELASMA

POTENCIA Y VERSATILIDAD

EMISIÓN ESTABLE DE 300PS
LONGITUDES DE 1064, 532, 585 Y 650NM
FLUENCIA HASTA 16J/CM2

Dra. Marta Vilavella



Dra. Paloma Cornejo



Visítanos en **DERMUS: Stand 33**