

DRA. ADRIANA OVANDO HERAS:

“La sinergia es la mejor manera de conseguir resultados naturales y frescos”



La Dra. Adriana Ovando Heras se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma del Estado de México. Posgraduada en el Máster de Medicina Estética por la Universidad de las Islas Baleares. Con de 20 años de trayectoria profesional, es directora Médica de la Clínica Juvent (Sevilla).

Imagen: Quomedica



Para qué

El equipo SP Dynamis de Fotona es indispensable en mis tratamientos de medicina estética porque es una plataforma multifuncional, que me permite realizar procedimientos faciales estimulativos y semi ablativos. Para mí es un complemento ideal para conseguir una perfecta sinergia entre terapias de luz y Medicina Estética.

A quién

Para cualquier paciente que quiera mantener y rejuvenecer la piel, ya que estimula la producción de colágeno y elastina. Utilizo esta tecnología para proporcionar una mejora del aspecto de la piel, ya sea como tratamiento único o previo a cualquier otra técnica. No es un tratamiento invasivo y no necesita baja laboral.

Cómo

A través de sus dos tipos de longitudes de onda Er:Yag y Nd: Yag, establezco y personalizo programas cortos y/o suaves según los requerimientos del paciente. Por ejemplo: modo frac combinado con modo fraccionado y/o erbio ablativo suave para pieles que solo necesitan mejorar la luminosidad y refrescar la piel. Para tratar pieles con envejecimiento más severo, establezco programas como el 4D, que me permite trabajar desde capas más profundas a las superficiales de la piel. Además, podemos realizar tratamientos más completos (modo piano o smooth) para reafirmar y tensar de forma más natural los tejidos.

Qué consigo

Sumar resultados de forma significativa, hacer tratamientos más estimulativos con menos fillers, hilos y neuromoduladores. Consigo resultados más naturales sin cambiar la fisonomía del paciente. Respeto y mantengo sus rasgos creando un banco de colágeno que año tras año se va nutriendo. Me es muy útil como tratamiento previo para los pacientes que requieran técnicas de soporte y relleno. Sin lugar a dudas es la sinergia ideal para complementar mis protocolos.