



Dra. Soledad Medina

Médico estético, directora médica de la Clínica Regeneric (Cambrils)

¡Quien bien siembra, bien recoge!

Según la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes este refrán castellano explica “que el que emplea bien sus servicios, con facilidad consigue lo que desea”¹. En nuestro caso, los médicos estéticos, deseamos que nuestros pacientes tengan una piel joven y radiante, para lo que es necesario usar bien los recursos (servicios) que tenemos a nuestra disposición.

La medicina regenerativa es tendencia en los últimos años gracias a la aparición de nuevas tecnologías que están desbancando a los tradicionales productos antiaging. La **bioestimulación** es, desde hace algún tiempo, uno de los tratamientos más demandados en todas las clínicas estéticas por pacientes que desean **potenciar su belleza natural**. Una de las novedades que se está consolidando dentro de este campo, no sólo en Clínica Regeneric, es el uso de los productos que contienen **Auto-Crosslinked Polymer (ACP)**.

ACP® es la tecnología desarrollada por Fidia para que el ácido hialurónico (AH) de 200 KDa sea resistente a la degradación enzimática y se libere de forma sostenida. En diversos estudios, la molécula de AH de 200 KDa ha demostrado reestructurar la matriz extracelular (MEC) y restaurar las condiciones para que los fibroblastos se estimulen y realicen la **producción natural de colágeno y elastina en la piel** para mejorar su firmeza y elasticidad^{2,3,4}.

Otra de las ventajas del uso de **Hyal System ACP** es que generamos una **huella estética positiva** en la paciente, es decir, mejoramos las características de la piel sin dejar residuos.

Se ha demostrado que, tras un mes después de la infiltración, el 85% de los pacientes no tienen presencia del producto². Además, ACP es una molécula autorreticulada por lo que **no incluye ningún tipo de enlace químico**, como por ejemplo BDDE.

Tras el descanso veraniego y el regreso a las rutinas habituales, tales como el trabajo o el estudio, se hace necesario instaurar o recuperar las rutinas del cuidado de nuestro estado de salud. Una de las partes de nuestro cuerpo que más ha sufrido durante el periodo estival es la piel, debido a las condiciones ambientales⁵ (exposición al sol, deshidratación, Cloro y/o agua salada, etc.).

Para recuperar la piel tras el verano y tenerla joven y radiante para las fiestas de Navidad y Fin de Año uno de los tratamientos estrellas es el uso de **Hyal System ACP** que, en solo 3 sesiones, separadas 30 días, nos permite **aumentar la elasticidad, la turgencia e hidratación de la piel, así como reducir la profundidad y el número de arrugas**⁴.



Antes y después de 3 sesiones con 1 vial de Hyal System ACP por sesión. Se observa una mejora en el brillo, el color, la textura y la turgencia de la piel

Dra. Soledad Medina

Bibliografía

- 1 <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/algunos-refranes-glosados/html/#:~:text=Quien%20bien%20siembra%2C%20bien%20coge,facilidad%20consigue%20lo%20que%20desea>
- 2 Di Pietro et al. Facial wrinkles correction and skin rejuvenation (biostimulation) by auto-crosslinked hyaluronic acid. *Journal of Plastic Dermatology*, Vol. 3, No. 2, 2007, pp. 5-13
- 3 Sparavigna A. et al. A new dermal filler made of cross-linked and auto-cross-linked hyaluronic acid in the correction of facial aging defects. *J Cosmet Dermatol* 2014; 13:307-314
- 4 Alessandrini, A., Tretyakova, K. The Rejuvenating Effect and Tolerability of an Auto-Cross-Linked Hyaluronic Acid on Décolletage: A Pilot Prospective Study. *Aesth Plast Surg* 42, 520-529 (2018).
- 5 BellezaMédica (2021). Contra los efectos nocivos del verano en la piel. <https://www.bellezamedica.es/noticias/medicina-estetica/contra-los-efectos-nocivos-del-verano-en-la-piel/>