

DRA. MARTA SERNA BENBASSAT:

“Láser CO2, equipo por excelencia para rejuvenecimiento facial”



La Dra. Marta Serna Benbassat es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Propietaria y directora médica de la Clínica Medisans (Palma de Mallorca). Profesora del máster en la Universidad de las Islas Baleares desde el año 2000 y ponente internacional en congresos.



Imagen: Ceivan Medical

Para qué

El láser de CO2 Pixelage Premium es una herramienta multidisciplinar que tiene cabida en multitud de tratamientos y especialidades. Nosotros, en consulta, principalmente lo empleamos para rejuvenecimiento facial completo, tensado de párpados y zona periocular, además del tratamiento en cicatrices de acné. También usamos, durante todo el año, los terminales quirúrgicos para la eliminación de lesiones tipo fibromas, queratosis, etc.

A quién

Esta tecnología es apta para todos aquellos pacientes que presenten lesiones excrecentes, que quieran mejorar la calidad de piel e irregularidades cutáneas, también dispone de aplicadores para tratamientos ginecológicos, e incluso puede ser utilizado como herramienta de corte para cirugías.

Cómo

La pieza fraccionada genera múltiples microcolumnas térmicas que tienen dos funciones: a nivel superficial generan retracción y vaporización. En planos más profundos producen un calentamiento dérmico para desencadenar una cascada inflamatoria y favorecer la neocolagénesis. Por otro lado, las piezas quirúrgicas crean un alto efecto de vaporización, controlando en todo momento la profundidad del plano.

Qué consigo

Con la pieza fraccionada la mejoría de la zona tratada es global y consigo una resuperficialización de la piel dando paso a una nueva capa con mayor luminosidad y calidad, retracción y atenuación de arrugas finas, medias y en zonas de exceso de piel. Gracias al estímulo de la dermis se produce una redensificación y mejora de cicatrices de acné, minimizando las irregularidades y aportando más uniformidad. Con las piezas quirúrgicas, dependiendo del modo de disparo, podemos abordar desde la eliminación de pequeñas lesiones benignas hasta cirugías como blefaroplastia, ya que presentan una muy alta precisión y limpieza durante el procedimiento, generando un efecto hemostático.

LIFTEN

LÁSER MÍNIMAMENTE INVASIVO 1470 + 980NM

LIPOSUCCIÓN ASISTIDA POR LÁSER, REMODELADO Y TENSADO CUTÁNEO

DISPOSITIVO PORTÁTIL

PARÁMETROS PRECONFIGURADOS
MULTITUD DE TRATAMIENTOS
DOBLE LONGITUD DE ONDA
FIBRAS DE 200, 300, 400, 600 Y 800 MICRAS
HASTA 45W DE POTENCIA

TRATAMIENTOS PRINCIPALES

ENDOLIFTING
LIPÓLISIS
GINECOLOGÍA
REMODELADO CORPORAL
ENDOVASCULAR

CARRO Y ACCESORIOS

PELADOR Y CORTADOR DE FIBRAS
CÁNULAS DE ASPIRACIÓN
GUÍAS PARA LAS FIBRAS
APLICADOR VASCULAR PERCUTÁNEO
SONDA PARA GINECOLOGÍA Y ENDOVASCULAR

ZONAS A TRATAR

PÁRPADO INFERIOR
DOBLE MENTÓN Y CUELLO
CARTUCHERAS
ABDOMEN
FESTÓN MALAR
TERCIO INFERIOR
BRAZOS
MUSLOS
GLÚTEOS



SEME

Stand 17 y 18



Ceivan
MEDICAL

WWW.CEIVANMEDICALES

DIRECCION.COMERCIAL@CEIVANMEDICALES