

DR. VICENT ALONSO:

“Dispositivo de luz pulsada para realizar tratamientos rápidos, seguros y con mejores resultados”



El Dr. Vicent Alonso Usero es dermatólogo. Director médico de Tekderma y director del Máster Universitario en Técnicas Avanzadas Estéticas y Laser de la Universidad Cardenal Herrera CEU.

Imagen: Sciton

Para qué

BBL® HeroIC™ de Sciton es la nueva generación de luz pulsada. El nombre del equipo significa Repetición Rápida con Control Inteligente -por sus siglas en inglés- y es probablemente la mayor innovación en esta tecnología de los últimos 10 años. Es el equipo con mayor potencia del mercado y el más rápido. Con una intuitiva interface, permite usar los parámetros correctos para cada tipo de lesión, mejorando los resultados y acortando el tiempo de tratamiento. Actualmente es uno de los tratamientos más populares y demandados en las clínicas de dermatología y estética médica en Estados Unidos.

A quién

Tratamos lesiones pigmentadas y fotodaño, lesiones vasculares como telangiectasias, rosácea y manchas de vino oporto, acné activo, flacidez y se realizan tratamientos preventivos antienvjecimiento. Se pueden efectuar tanto tratamientos faciales como corporales con muy buenos resultados.

Cómo

La sesión dura menos de 10 minutos. Es un tratamiento muy bien tolerado y no tiene baja social significativa. Tras el tratamiento se produce un discreto eritema y edema que mejora en las horas siguientes, así como un oscurecimiento de las lesiones pigmentadas tratadas. Dispone de un novedoso sistema de guía y control inteligente (de ahí las siglas IC), dispara de manera automática y controlada sin intervención del usuario, mejorando la eficacia, evitando la superposición y reduciendo el tiempo de tratamiento. Tiene una única pieza de mano con lámpara doble y filtros intercambiables de 420nm, 515nm, 532+nm 560nm, 590nm, 640nm, 695nm y 800nm, según el tipo de tratamiento. Además de una interfaz de uso inteligente muy fácil de utilizar y de delegar.

Qué consigo

Los resultados con una única sesión son realmente sorprendentes. Tanto en lesiones pigmentadas como en la eliminación de lesiones vasculares, además de telangiectasias, arañas vasculares, incluso en manchas vino de oporto. El equipo permite trabajar también con el programa Skin Tyte, estimulando la formación de colágeno.