



**Dr. Tiago Henrique Goulart de Souza**

Médico estético en Jerez de la Frontera y Sevilla, forma parte del equipo de formadores oficiales de Medyglobal

## Protocolo Global Body: estética personalizada y técnica de infiltración para una regeneración completa

Mi carrera profesional me ha llevado a desarrollar diferentes conocimientos en técnicas avanzadas regenerativas y he desarrollado una técnica precisa y altamente efectiva para tratamiento corporal con PowerFill, un estimulador de colágeno a base de ácido poli-D-L-láctico (PDLLA). Su enfoque está estructurado dentro del protocolo que denomino Global Body, que combina conocimiento anatómico avanzado, criterios estéticos personalizados y una técnica de infiltración diseñada para inducir una regeneración tisular completa y duradera.

### Por qué PowerFill para tratamientos corporales

Es un producto con gran calidad, fácil de reconstituir y que ofrece resultados naturales y progresivos sin provocar una falsa inflamación, ya que no contiene sustancias proinflamatorias ni manitol. Esto evita efectos secundarios como las nodulaciones y asegura una infiltración segura.

Además, su alta concentración (1000 mg por vial) y el tamaño controlado de sus partículas (150–300 micras) permiten un manejo técnico más preciso y un efecto de estimulación de colágeno muy potente. PowerFill es un aliado clave para lograr resultados visibles y duraderos en la mejora de la firmeza y textura de la piel.

El postratamiento también es fundamental y siempre recomiendo a mis pacientes el uso de una faja de lipoescultura durante los primeros días, evitar el uso de antiinflamatorios en la primera semana y abstenerse de hacer ejercicio físico en ese mismo periodo. Esto permite optimizar el proceso inflamatorio natural que estimula la producción de colágeno.

### Protocolo Global Body

Mi técnica está basada en un enfoque anatómico detallado. No solo tratamos la flacidez, sino también la calidad de la piel y la celulitis, buscando un resultado integral y armónico.

Comienzo siempre con una evaluación de la postura del paciente, identificando la lordosis fisiológica y la unión lumbosacra. Luego marco puntos anatómicos clave: los límites del glúteo mayor, el pliegue infra-glúteo y la depresión trocantérica. Esto nos permite trabajar de manera precisa y segura.

#### Utilizo cuatro puntos principales de entrada para la aplicación del producto:

1. **Punto central:** trazamos una línea bitrocantérea y una línea vertical desde el muslo, dividiendo la zona en cuadrantes. Desde el punto central, realizo retrorrellenos radiales como un “sol” para cubrir toda el área glútea.
2. **Canto externo del glúteo:** aquí aplico retrorrellenos en forma de abanico, con el objetivo de traccionar el tejido hacia arriba y hacia afuera, mejorando el volumen y la proyección.
3. **Pliegue infra-glúteo:** infiltraciones más superficiales para tensar la región y suavizar el pliegue.
4. **Zona trocantérica:** depósitos en forma de abanico en los polos superior e inferior de la depresión trocantérica, ajustando la técnica según la anatomía del paciente.

Para estimular colágeno en el plano profundo, introduzco la cánula hasta la fascia del glúteo mayor desde varios de los puntos previamente marcados y aplico retrorrellenos en abanico. De esta forma **conseguimos un doble efecto: reafirmante y regenerador.**

Cada paciente es único. El candidato ideal es alguien con una base muscular glútea y flacidez moderada que esté dispuesto a aceptar cambios reales y progresivos. En algunos casos, es necesario complementar con otros tratamientos integrales.

*Dr. Tiago Henrique Goulart de Souza*