

DR. THELMO MUÑOZ:

“Endolaser para tratamientos de lipólisis y retensado cutáneo con muy alto grado de satisfacción”



El Dr. Thelmo Muñoz Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía, master de Medicina Estética por la Universidad Complutense de Madrid y director médico de las Clínicas Nexbel (Madrid).



Imagen: Ceivan Medical

Para qué

Este dispositivo es una auténtica revolución en tratamientos de lipólisis y retensado cutáneo. Se trata una tecnología que consigue resultados con un grado de satisfacción muy alto y, en la gran mayoría de los casos, en una única sesión.

A quién

Este equipo tiene un gran abanico de pacientes potenciales porque, a diferencia de lo que muchos piensan, no va destinado únicamente para quienes tienen un panículo adiposo voluminoso, ya que nos permite tratar pequeños acúmulos grasos corporales en zonas localizadas y también áreas de flacidez facial y corporal.

Cómo

El endolaser Liften Dual emite la energía mediante unas fibras ópticas de pequeño calibre, desde 200 hasta 800 micras en función de la zona que vayamos a tratar. Estas fibras se introducen por debajo de la piel y se llevan al plano que queramos trabajar. Para tratamiento de lipólisis actuaremos en la hipodermis y cuando hagamos retensado, comúnmente llamado endolifting, trabajaremos en plano subdérmico. Al introducir la fibra en diferentes planos se genera calor para hacer una disolución o un estímulo del tejido, siendo además, un procedimiento mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y visibles desde la primera sesión.

Qué consigo

Tanto a nivel facial como corporal, consigo que haya una gran mejoría a nivel de acumulación de tejido graso y de flacidez. Con este equipo se puede trabajar en múltiples áreas, como son el festón malar, párpado inferior, abdomen, rodillas, glúteos, tercio inferior, cartucheras, papada, brazos, etc.